#### FORMATION IDEL

# Appli PAD / IDELab la solution digitale





### Sommaire

- L'appli PAD / IDELab
- Objectif
- Boîte à outils
- A vous de jouer !
- L'appli en 7 étapes





# Appli PAD / IDELab



SIL LAB - BD : expertise et déploiement de la solution BD possède le label "SIL-LAB CERTIFIED"

L'expertise et l'innovation :

- Sécurité patient
- Sérénité IDEL et LBM : baisse des NC
- Image innovante : entrée dans l'ère du digital
- Plus de papier à remplir !
- Manipulation maîtrisée en 2 jours

Une solution à vos besoins pour sécuriser et simplifier le prélèvement







#### innovations

### Objectifs

- Gain de temps (nom préleveur et heure prélèvement renseignés / fiche de prélèvement intégrée)
- Partage d'info au sein du cabinet
- Récupération des ordonnances
- Gestion des rendez-vous
- Sécuriser et optimiser la phase préanalytique
- Moins d'appels pour NC

<u> La B</u>

Traçabilité des prélèvements

Pour le labo : Infos transmises plus rapidement → Suppression goulot d'étranglement au déballage → tubes envoyés en technique + vite !





# A vous de jouer !

- 1<sup>ère</sup> étape : télécharger et installer l'application
- Munissez vous de votre identifiant et mot de passe qui vous ont été transmis par le laboratoire.
- IPhone: aller sur « Apple Store » 🐥 et rechercher IDELAB
- Android : aller sur « Google Play Store » rechercher IDELAB









# Les 7 étapes de l'appli

- 1. Identification patient
- 2. Renseignement
- 3. Pièces jointes
- 4. Examen
- 5. Echantillon
- 6. Transmission
- 7. Informations cliniques













7



Le patient a son QR code (ou son code-barres)





8



Le patient n'a pas de code-barres



Pour trouver un patient : Faire défiler ou appuyer sur une zone de recherche pour saisir des informations Vous pouvez filtrer vos recherches en appuyant sur le bouton filtre





📶 Orange F 🗢

Option

9

Aujourd'hui

09:54

👻 🗆 🛪 95 % 💳

📞 Modifier



Le patient n'a pas de code-barres



Appuyez sur le nom du patient pour créer le dossier

Appuyez sur le « + » pour :

- Fixer rdv
- Appeler patient
- Lancer GPS
- Sauvegarder localisation
- Consulter résultats
- Déclarer AES
- Déclarer décès









Contrôle identité patient

Identification OK → Accès fiche prélèvement Vérification des infos enregistrées

NB Si erreur, vous pouvez la signaler dans la rubrique « commentaires » de l'écran « Suivant »





# 2. Renseignements







Validation ou enregistrement de l'ordonnance utilisée

💷 Orange F 🗢	16:16		◀ 45% 🔳
Annuler	Prélèvement	¢	Suivant
🖓 Pièce .	Jointe		
+ Nouvelle	e ordonnance		
	/alable jusqu'au 10/03/2	2019	[+]
	/alable jusqu'au 06/05/	2019	[+]
+ 3 autres	pièces jointes	×	
Kame	n		
+ 0 exame	en		
Echant	tillon		
0 — 0 Aé	robie / Anaérobie	_	+
0 💶 <b>0</b> Ble	u - CTAD	_	+
0 — • 0 Ro	uge - Activateur Coag.	_	+
0 <b>0</b> Ver	rt - Gel Héparine	_	+
0 🔷 🖿 <b>0</b> Ver	rt - Héparine	_	+
0 💶 🛚 🗰 O Vio	let - EDTA K2	_	+

Vous pouvez :

Utiliser une ordonnance renouvelable préenregistrée avec sa date de validité
Enregistrer une nouvelle ordonnance

Ordonnances en cours de validité

Aucune ordonnance en cours

	Annu	ler Prélèvemer	nt 📞	Suivant
	0	Pièce Jointe		
	÷	Nouvelle ordonnance		
ľ	÷	2 autres pièces jointes		
	×.	Examen		
	÷	0 examen		
		Echantillon		
	0 —	O Aérobie / Anaérobie	_	+
	0	0 Bleu - CTAD	_	+
	0	O Rouge - Activateur C	Coag. 🗌 —	+
	0	0 Vert - Gel Héparine	_	+
	0	0 Vert - Héparine	_	+
	0 =	O Violet - EDTA K2	-	+
	0	0 Rose - EDTA K3	_	+
L	0	O Gris - Fluorure		+





0. at 11.0 m

#### Validation d'une ordonnance réutilisable



Maintenez le doigt sur l'icône à droite de l'ordonnance à visualiser, Pour la refermer, appuyer sur l'écran

Pour la sélectionner comme ordonnance du jour, Faites un appuie court sur la ligne, le message de prise en compte sera visible







#### Enregistrement d'une nouvelle ordonnance







#### Enregistrement d'une nouvelle ordonnance









#### Ordonnance renouvelable

Si vous sectionnez « renouvelable » → définissez la date de validité

Appuyez sur « OK » pour enregistrer

Puis sur « Prélèvement » pour revenir à la fiche









 Appuyez sur « 0 examen »
 → l'écran des examens déjà saisis apparait soit 0

Appuyez sur la loupe

Vous pouvez rechercher et ajouter des examens à partir du lexique, de l'historique du patient et du top 10 des examens les plus sélectionnés ou dernièrement utilisés









Examens classés par ordre alphabétique

Recherche :

- Défiler avec le doigt
- Appuyer sur zone de recherche pour obtenir clavier virtuel
- Appuyer sur l'écran pour le faire disparaître









Clavier virtuel dispose d'une touche pour recherche vocale : Appuyez sur le micro et exprimez le libellé recherché

Sélectionnez l'examen









Une fois l'analyse trouvée
→ Appuyer sur la case de validation pour la sélectionner

En appuyant sur « Examen », vous affichez les examens sélectionnés

Vérifiez que la sélection est exacte







# 5. Echantillon

Exemple : 3 examens saisis → l'appli vous indique : tubes à prélever + ordre de prélèvement

🖬 Orange F 🗢	16:24	¢	≠ 43% 🔳
Annuler	Prélèvement	s,	Suivant
Echantill	on		
0 <b>0</b> Aérok	oie / Anaérobie	_	+
0 0 Bleu -	- CTAD	_	+
0 — • 0 Roug	e - Activateur Coag.	_	+
0 - 0 Vert -	- Gel Héparine	_	+
1 0 Vert -	Héparine	_	++
1 - Violet	- EDTA K2	_	+
1 0 Rose	- EDTA K3	_	+
0 <b>0</b> Gris -	Fluorure	_	+
0 - 0 Noir -	Citrate Sodium	_	+
1 🍟 0 Urine -	- Percutable		
0 👖 0 Recue	il selles		Ø
🔲 v Objet en	nbarqué		
LabPad IN	IR		

Les tubes à prélever apparaissent en rouge

Appuyez sur « + » pour indiquer le nombre de tubes prélevés Si vous n'avez pas saisi d'examen, vous pouvez tout de même indiquer le nombre de tubes prélevés par couleur de bouchon

NB : 2 dernières lignes : renseignement du nombre d'échantillons autres que des tubes







### 6. Transmission des résultats



#### Patient

Appuyez sur « Exemplaire patient » pour faire apparaître le menu déroulant Précisez comment le patient souhaite recevoir ses résultats

Le champ « Laboratoire de prise en charge » permet de choisir le site (fonctionnalité non systématique)







# 6. Transmission des résultats

Site de dépôt



Appuyer sur « Site de dépôt » pour lister les sites et sélectionnez l'emplacement où vous déposez les boîtes

Cette information restera enregistrée







# 6. Transmission des résultats



#### Prescripteur

Vert : délai normal Rouge : délai urgent Appuyez sur l'encadré pour modifier le délai

En cas d'urgence, vous pouvez saisir ou dicter un commentaire

Vous pouvez spécifier si les résultats sont à faxer ou téléphoner au prescripteur









Appuyez sur « Suivant » après avoir saisi les informations nécessaires









Sur cette fiche vous pouvez :

- Renseigner le poids / la date des dernières règles pour une femme, les traitements
- Ajouter des commentaires libres
- Scanner des codes-barres malette, sonde ou dossier labo si besoin

Cliquez sur « 0 anticoagulant », Sélectionnez le premier champ : une liste vous propose des anticoagulants Une fois trouvé, appuyer sur « OK » pour le sélectionner









Appuyez sur le second champ pour saisir la posologie (clavier virtuel / dictée)

' En appuyant sur le 3<sup>ème</sup> champ, une liste déroulante permet de renseigner la date de l'heure de la dernière prise

Appuyer sur « Ajouter » pour valider votre choix (et en saisir d'autres)

En cas d'erreur, glisser le doigt de droite à gauche sur l'écriture erronée et appuyer sur « Supprimer »









Vous pouvez saisir un commentaire libre ou sélectionner des commentaire après avoir appuyer sur l'icône « + » Cochez la case correspondante

Appuyer sur « Enregistrer » et le dossier est transmis au laboratoire

eil Orange F 🌩	16:40	8438%
< Clinique	Commentaire	с. С
ALD		
AT (join	dre le volet A4)	
Chimio	radiothérapie	
СМО		
CONSE	NTEMENT INR RECU	
Ordonn	ance au laboratoire	
Patient	diffici le à prélever	
Prélève	ment sans garrot	
prélève	ment sur CIP	
prélève	ment sur Picc Line	
Recueil	HEMOC fait au mom	ent
Traitem en texte	ent ATB arrêté le (pré a libre)	iciser la date
Traitem	ent ATBC en cours	





# Fin





IMPORTANT : Lorsque vous déposez vos échantillons, assurez-vous que tous vos dossiers soient en verts.





# Récapitulatif





#### A vous de tester !

BD, the BD Logo and [*insert selected additional brands in alpha order*] are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © [*current year*] BD and its subsidiaries. All rights reserved.



